

Accesorio de carga seleccionable para el desfibrilador Impulse 7010

Especificaciones generales

Máximo voltaje
5000 V

Potencia continua máxima
12 vatios, equivalente a 10 impulsos de desfibrilador de 360 J cada 5 minutos.

Inductancia
< 2 μ H, a 25 Ω
< 3 μ H, a 50 Ω
< 4 μ H, a 75 Ω y 100 Ω
< 5 μ H, a 125 Ω
< 6 μ H, a 150 Ω
< 7 μ H, a 175 Ω
< 8 μ H, a 200 Ω

Temperatura
En funcionamiento: 10 °C a 40 °C (50 °F a 104 °F).
Almacenamiento: -20 °C a 60 °C (-4 °F a 140 °F).

Humedad
10% a 90% sin condensación.

Dimensiones
(ancho x profundidad x altura)
154 mm x 272 mm x 138,7 mm
(6,07 pulgadas x 10,71 pulgadas x 5,46 pulgadas).

Peso (neto)
1,54 kg (3 libras 6,2 onzas).

Clasificación de seguridad
Cumple con las normas del producto EN61010-1 2ª edición, clase II.

Marcas de seguridad y EMC



Garantía

Garantía extendida de dos años (garantía extendida sin costo disponible después de la calibración del primer año en cualquier centro de servicios autorizado de Fluke Biomedical).

Intervalo de calibración
Un año

Especificaciones eléctricas (para accesorio de carga y analizador juntos)

Configuraciones de carga
25 Ω , 50 Ω , 75 Ω , 100 Ω , 125 Ω , 150 Ω , 175 Ω , y 200 $\Omega \pm 1\%$.

Precisión
Energía (todas excepto bifásica pulsada): 2% de la lectura + 0,1 J con cargas de 25, 75 Ω y hasta 200 Ω , 1% de la lectura + 0,1 J con cargas de 50 Ω .

Energía (bifásica pulsada): 2,5% de la lectura + 0,3 J con cargas de 25, 75 Ω y hasta 200 Ω , 1,5% de la lectura + 0,3 J con cargas de 50 Ω .

Voltaje: 1% de la lectura + 2 V con cargas de 25 Ω y 50 Ω , 2% de la lectura + 2 V con cargas de 75 Ω hasta 200 Ω .

Corriente: 2% de la lectura + 0,1 A con cargas de 25 Ω , 1% de la lectura + 0,1 A con cargas de 50 Ω hasta 200 Ω .

